

SF40A/BT Bluetooth-Nadeldrucker

Modell	SF40A/BT
Artikel-Nr.	30944359
Anzahl Spalten	40 Spalten
Druckgeschwindigkeit	ca. 1,2 Zeilen pro Sekunde
Anwendung	Summieren, Statistiken (Statistik-Ausdruck enthält Anzahl der Proben, Durchschnittswert, Standardabweichung, Minimum, Maximum, Min-Max-Differenz und Summe der Probengewichte)
Papierrolle (B × Durchm.)	Standardpapier 57,5 mm × Ø 60 mm max.
Stromversorgung	Netzadapter Eingang: 100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz; Netzadapter Ausgang: 12 VDC, 2,5 A
Schnittstelle	1 × RS232, 2 × Bluetooth-Adapter
Umgebungstemperatur	0 °C – 40 °C
Drucker Abmessungen (B × L × H)	140 × 205 × 75 mm
Versandabmessungen (B × L × H)	255 mm × 205 mm × 150 mm
Drahtlosstandard*	2,0
Aktive Kommunikationsreichweite*	10 m (ohne Hindernisse)
Nettogewicht	824 g (Papierrolle enthalten)
Versandgewicht	0,8 kg

Weitere Standardmerkmale

Statusanzeige, 40 Zeichen pro Zeile, Durchführen von Nullpunkt- und Tara-Verfahren direkt über den Drucker. Vollständige Funktionalität mit Adventurer™, Explorer™, Navigator™, Feuchtebestimmern der MB-Serie und Indikatoren der 'T'-Serie. Statistik und Totalisierung werden bei der Scout™-Serie nicht unterstützt. Mehrsprachiger Druck: Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Polnisch, Portugiesisch, Ungarisch und Tschechisch.


Konformität

- **Drucker SF40A – produktsicherheit:** IEC/EN 61010-1, : UL61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1
- **Elektromagnetische Verträglichkeit, EMV:** FCC Part 15 Klasse A; Canada ICES-003 Klasse A; IEC/EN 61326-1 Klasse B, einfache Umgebungen
- **Konformitätszeichen:** CSA, CE
- **Bluetooth-Adapter-Zertifizierung:** Anatel (für Brasilien), CE RED (für EU), FCC (für USA), IC (für Kanada), iDA (für Singapur), KCC (für Korea), MoC (für Israel), NBTC (für Thailand), NCC (für Taiwan, China), NOM (für Mexiko), QAS SIRIM (für Malaysia), RCM (für Australien und Neuseeland), SRRC (für China), Telec (für Japan), Bluetooth SIG.

Zubehör

Papierrolle × 2 (enthalten).....	12120799
Achse, Papierrolle (enthalten)	30063920
Farbband (enthalten).....	30529322
Kabel Adapter RS9 F/M (enthalten)	30059316
Kabel Mini-USB.....	30944363

Außenabmessungen



80776964_B 20240924 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS Europe GmbH

e-mail: ssc@ohaus.com

Tel: 0041 22 567 53 19

e-mail: tsc@ohaus.com

Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Das Managementsystem,
das für die Herstellung dieses
Produkts verantwortlich ist, ist
nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

