

# XE SERIE

Eichfähige Präzisionswaagen

**M** Für eichrelevante Anwendungen mit Ersteichung (II) zugelassen

Anschlüsse für PC, Drucker und Zusatzanzeige

Netz- oder Akkubetrieb



## Präzise wiegen mit Eichzulassung!

Die kompakte Präzisionswaage XE ist vielseitig einsetzbar: z. B. im Dentallabor, im Goldhandel, in der Lebensmittelkontrolle oder in der Apotheke. Mit Eichzulassung, leistungsstarken Wägeprogrammen, Komfortbedienung, zahlreichen Anschlüssen und netzunabhängigem Akkubetrieb ist sie für professionelle Anwendungen in Labor, Schule oder Industrie bestens gerüstet.



**CAS**





[www.cas-waagen.de](http://www.cas-waagen.de)

**Technische Spezifikationen**

Höchstlast	300 g	600 g	1.500 g	3.000 g	6.000 g
Eichwert (e)	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Teilung (d)	0,005 g*	0,01 g	0,02 g*	0,05 g*	0,1 g
Tara	gesamter Wägebereich				
Stabilisierungszeit	≤ 2 Sek.				
Wägefunktion	Wiegen, Stückzählen, Prozentwiegen, Checkwiegen, Haltefunktion				
Anzeigetyp	6-stellige LCD-Anzeige mit Hinterleuchtung; Ziffernhöhe: 22 mm				
Gewichtseinheiten	g, ct				
Zubehör	Etiketten- und Bon-Drucker, externe Zweitanzeige				
Stromversorgung	Netzteil (12V, 1000 mA); Akku (4 × 1,2V, 1300 mA)				
Maße Plattform (B×T)	ø 128 mm		155 × 143 mm		
Maße Gerät (B×T×H)	270 × 180 × 74 mm				
Gewicht	1,39 kg				
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C relative Luftfeuchte: ≤90% (nicht kondensierend)				

\* auf Tastendruck temporär anzeigbar

Maße in mm



Die Zusatzanzeige kann in der Neigung verstellt werden und garantiert somit eine optimale Ablesbarkeit bei jedem Lichteinfall.



Mit integriertem Transportschutz und Anschluss für eine Kensington-Diebstahlsicherung.



Vielseitig erweiterbar mit Anschlüssen für eine externe Anzeige, Drucker und zur PC-Verbindung.

**Produktmerkmale**

- kompakte Bauweise
- unempfindliche Folientastatur
- große, kontrastreiche LCD-Anzeige
- ein-/ ausschaltbare Hinterleuchtung
- Stabilitätsanzeige, Über-/ Unterlastanzeige, Batteriekapazitätsanzeige
- Gewichtseinheiten einstellbar: g, ct
- Stückzählen, Prozentwiegen, Checkwiegen
- Dichtebestimmung
- Haltefunktion
- Edelstahl-Wägeplattform
- Windschutzkasten
- Transportsicherung
- geeignet für Kensington-Diebstahlsicherung
- Netz- oder Akkubetrieb
- Netzteil und Akku im Lieferumfang enthalten
- Energiesparfunktion
- USB-Anschluss zur PC-Anbindung
- Anschluss für Etiketten- und Bondrucker
- eichfähig (Eichklasse II)

**Optionen und Zubehör**

- externe Anzeige
- Etiketten- und Bon-Drucker

**Modellvariante XE-SHOP inkl. Zusatzanzeige**

Die kontraststarke, hinterleuchtete LCD-Anzeige kann für eine optimale Ablesbarkeit in der Neigung verstellt und mit dem 1,2m langen RS-232-Kabel variabel positioniert werden.

Maße (B×T×H): 141×66×90 mm

**CAS**  
DEUTSCHLAND AG

Brackestraße 1  
38159 Vechelde  
[www.cas-waagen.de](http://www.cas-waagen.de)

Ihr CAS Fachhändler