

KERN 346-06

Blockgewichte, Gusseisen, lackiert oder Edelstahl

KERN®



Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Nennwert:	5 kg
OIML-Klasse:	M1
Toleranz:	250 mg

Zubehör

Aluminiumtúi:	346-060-600
---------------	-------------

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein:	962-643
DAkkS-Kalibrierschein (Rekalibrierung):	962-643R

Eichung:	952-643
----------	---------

Kategorie

Marke:	KERN
--------	------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	145 x 68 x 96 mm
---------------------------------	------------------

Bruttogewicht:	5 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	5 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen:	145 x 68 x 96 mm
Bauform:	Blockgewicht