

# KERN 366-95

Einzelgewichte, Zylinderform, Gusseisen, lackiert

# KERN®



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

Nennwert:	2e+006 mg
OIML-Klasse:	M3
Toleranz:	1 g

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein:	962-642
DAkkS-Kalibrierschein (Rekalibrierung):	962-642R

## Kategorie

Marke:	KERN
--------	------

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	70 x 70 x 113 mm
Bruttogewicht:	2 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen:	70   113
Bauform:	Knopfform
Material:	Gusseisen lackiert