

KERN 367-44

Einzelgewichte, Knopfform, Messing feingedreht



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 10 x 10 x 17 mm

Bruttogewicht: 10 g

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 10 g

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen: 10 | 17,500

Bauform: Knopfform

Material: Messing feingedreht

Piktogramme

STANDARD



1 DAY

OPTION



DAkKS

+3 DAYS

Messsystem

Nennwert: 10 g

OIML-Klasse: M3

Toleranz: 20 mg

Zubehör

Aluminiumtúi: 317-040-600

Holzetui: 337-040-200

Kunststofftúi: 347-050-400

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein: 962-634

DAkKS-Kalibrierschein (Rekalibrierung): 962-634R

Kategorie

Marke: KERN