


KERN 440-21A

Der Klassiker im Labor



Prozentbestimmung: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

Energieversorgung

Akku: Rchrg. battery optional

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 20 h

Akkuladezeit: 10 h

Batterie: 9 V Block

Batterie-Betriebsdauer: 20 h

Eingangsspannung: 100-240V AC 50/60Hz 0.5A

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: US UK EURO CH

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein: 963-127

Justage auf Aufstellungsort: 961-247

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 410 x 270 x 220 mm

Bruttogewicht: 1,340 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 930 g

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 165 x 230 x 80 mm

Abmessungen Windschutz (ÄxH): 106 | 42

Gehäusematerial: Kunststoff

Wägefläche (d): 81

Wägeraum (ÄxH): 90 | 40

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 1 mg

Anwärmzeit: 2 h

Auflösung: 60000

Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]: 3 mg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen: 3 s

Empfohlenes Justiergewicht: 50 g (F2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 3 mg

Reproduzierbarkeit: 1 mg

Wägebereich [Max]: 60 g

Wägeeinheiten: tl (Tw) oz gn ozt tl (HK) tol g mo dwt ct

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 1,500 cm

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): 2 mg

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): 20 mg

Zählaufösung: 30000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

KERN 440-21A

Der Klassiker im Labor



Piktogramme

STANDARD



OPTION

