

# KERN ADB200-4

Der Preisführer unter den Analysenwaagen - jetzt auch mit interner Justierung



Zählauflösung: 210000

## Funktionen

Prozentbestimmung: ja  
Stand-by-Funktion: ja  
Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 85 %  
Luftfeuchtigkeit (min.): 20 %  
Umgebungstemperatur (max.): 30 °C  
Umgebungstemperatur (min.): 10 °C

## Energieversorgung

Eingangsspannung: 100-265V; 50-60Hz; 2.0A  
Netzteil/Adapter im Lieferumfang: UK US EURO

## Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierschein: 963-101

## Kategorie

Kategorie: Waagen  
Marke: KERN  
Produktgruppe: Analysenwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 380 x 490 x 460 mm

Bruttogewicht: 7 kg  
Lieferzeit: 24 h  
Nettogewicht: 4,400 kg  
Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 230 x 310 x 330 mm  
Abmessungen Windschutz (BxTxH): 175 x 175 x 230 mm

Drehbare Fußschrauben: ja  
Gehäusematerial: Kunststoff  
Libelle: ja  
Material der Wägeplatte: Edelstahl  
Wägefläche (d): 90  
Wägeraum (BxTxH): 170 x 160 x 205 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 0,100 mg  
Anwärmzeit: 8 h  
Auflösung: 2.100.000  
Außermittige Belastung bei 1/3 Max: 0,500 mg  
Einschwingzeit unter Laborbedingungen: 3 s

Empfohlenes Justiergewicht: 200 g (E2)  
Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht  
Linearität: 0,400 mg  
Mindestgewicht (USP): 400 mg  
Reproduzierbarkeit: 0,200 mg  
Tarierbereich: 210 g  
Wägebereich [Max]: 210 g  
Wägeeinheiten: ct oz g lb  
Wägesystem: Kraftkompensation

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 1,600 cm

## Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor): 1 mg  
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normal): 10 mg


# KERN ADB200-4

Der Preisführer unter den Analysenwaagen - jetzt auch mit interner Justierung



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

