

# KERN DBS60-3

Feuchtebestimmer mit Grafik-Display und 10 Speicherplätzen für Trocknungsprogramme



## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	85 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	5 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247
Werkskalibrierschein (Temperatur):	964-305

## Kategorie

Marke:	KERN
Produktgruppe:	Feuchtebestimmer

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	347 x 470 x 373 mm
Bruttogewicht:	6,830 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	4,600 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform


Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	204 x 336 x 167 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	95

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

Ablesbarkeit (Feuchte):	0,010 %
Ablesbarkeit [d]:	1 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	60000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	2 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen <sup>3</sup> s	

Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	3 mg
Messbereich [Max]:	200 °C
Mindestgewicht (USP):	2 g
Reproduzierbarkeit:	1 mg
Tarierbereich:	60 g
Wägebereich [Max]:	60 g
Wägeeinheiten:	% Trockenmasse g % Feuchte % ATRO

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,500 cm
Display Ziffernhöhe (klein):	5 mm

## Funktionen

Stand-by-Funktion:	ja
--------------------	----