



Messsystem

| | |
|--|--|
| Ablesbarkeit [d]: | 1 mg |
| Anwärmzeit: | 2 h |
| Auflösung: | 120000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]: | 3 mg |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen ³ s | |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 100 g (F1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 3 mg |
| Reproduzierbarkeit: | 1 mg |
| Wägebereich [Max]: | 120 g |
| Wägeeinheiten: | tl (Tw) oz gn t kg to tl (HK) g mo tl (Cn) lb tl (Singap. Malays) dwt ct |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|-----------------------------|------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 9 mm |
|-----------------------------|------|

Zählen

| | |
|---|--------|
| Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen ¹ (Labor): | 1 mg |
| Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen ¹⁰ (Normal): | 10 mg |
| Zählaufösung: | 120000 |

Funktionen

| | |
|--|-------|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| PRE-TARE-Funktion: | ja |
| Prozentbestimmung: | ja |
| Umrechnungsfunktion: | ja |
| Unterflurwägung: | Haken |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|-------------------------|
| Akku: | Rchrg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 15 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 30 h |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Akkuladezeit: | 10 h |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | US UK EURO CH |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|------------------------|---------|
| DAkks-Kalibrierschein: | 963-127 |
|------------------------|---------|

Kategorie

| | |
|----------------|-----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Präzisionswaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 238 x 360 x 180 mm |
| Bruttogewicht: | 2,200 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 980 g |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|--|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 167 x 250 x 85 mm |
| Abmessungen Windschutz (ÄxH): | 106 42 |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 167 x 250 x 115 mm |
| Wägefläche (d): | 81 |
| Wägeraum (ÄxH): | 90 40 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

