

KERN OBE 103

Das vollausgestattete Allround-Durchlichtmikroskop für Schule, Ausbildung und Labor

KERN®




Bauform

Abmessungen (BxTxH):	320 x 180 x 365 mm
Augenabstand (max):	75
Augenabstand (min):	50
Farbtemperatur:	6000 K
Optisches System:	Finite
Tubus:	Binocular
Tubus Neigungswinkel:	30°
Tubus-Rotation 360°:	ja

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Energieversorgung

Akkuladezeit:	5 h
Batterie:	3x1.2V AA
Batterie-Betriebsdauer:	8 h
Eingangsspannung:	100 - 240 V
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Kategorie

Marke: Optics

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	425 x 340 x 245 mm
Bruttogewicht:	6 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	4,988 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst