

KERN OBN132C832



Professionalität und Vielseitigkeit in einem Mikroskop vereint â mit Köhler-Beleuchtung und Dokumentation



Bauform

Abmessungen (BxTxH):	390 x 200 x 400 mm
Auflösung:	5,100 MP
Augenabstand (max):	75
Augenabstand (min):	50
Optisches System:	Infinity
Sensor:	CMOS
SensorgroÙe:	1/2.5"
Tubus:	Trinocular
Tubus Neigungswinkel:	30°
Tubus-Rotation 360°:	ja

Funktionen

Unterstütztes Betriebssystem:	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10
-------------------------------	-------------------------------------

Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 - 240 V
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	590 x 440 x 390 mm
Bruttogewicht:	12,500 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	9,763 kg
Versandart:	Paketdienst