

KERN OBN135T241

Professionalität und Vielseitigkeit in einem Mikroskop vereint â mit Köhler-Beleuchtung und Dokumentation



Bauform

Auflösung:	5 MP
Augenabstand (max):	75
Augenabstand (min):	50
Optisches System:	Infinity
Sensor:	CMOS
Sensorgröße:	1/2.5"
Tubus:	Trinocular
Tubus Neigungswinkel:	30°
Tubus-Rotation 360°:	ja

Funktionen

Unterstütztes Betriebssystem:	Android
-------------------------------	---------

Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 - 240 V
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	590 x 440 x 390 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	13,550 kg
----------------	-----------

Lieferzeit:	24 h
-------------	------

Nettogewicht:	10,973 kg
---------------	-----------

Versandart:	Paketdienst
-------------	-------------