

KERN OBN135



Professionalität und Vielseitigkeit in einem Mikroskop vereint â mit Köhler-Beleuchtung für anspruchsvolle Anwendungen



Piktogramme

STANDARD



3 YEARS
WARRANTY

OPTION



Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 - 240 V
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	530 x 370 x 275 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	12 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	9,983 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	306 x 200 x 395 mm
Augenabstand (max):	75
Augenabstand (min):	50
Farbtemperatur:	6000 K
Optisches System:	Infinity
Tubus:	Trinocular
Tubus Neigungswinkel:	30°
Tubus-Rotation 360°:	ja