

KERN OBN159

Das leistungsstarke, vollausgestattete Phasenkontrastmikroskop mit vielseitigen Optionen

KERN®



Piktogramme

STANDARD



OPTION



Energieversorgung

Eingangsspannung: 100 V - 240V AC 50/60Hz
0.3A

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

Kategorie

Marke: Optics

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 535 x 370 x 270 mm

Bruttogewicht: 11 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 9,983 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH): 390 x 200 x 400 mm

Augenabstand (max): 75

Augenabstand (min): 50

Optisches System: Infinity

Tubus: Trinocular

Tubus Neigungswinkel: 30°

Tubus-Rotation 360°: ja