

KERN OBS105

Das Schulmikroskop für die ersten Schritte in der Mikroskopie und den Biologieunterricht



Bruttogewicht:	4 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,138 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	130 x 300 x 310 mm
Augenabstand (max):	75
Augenabstand (min):	55
Optisches System:	Finite
Tubus:	Monocular
Tubus Neigungswinkel:	45°
Tubus-Rotation 360°:	ja

Piktogramme

STANDARD



Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	4 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	3x1.2V AA
Eingangsspannung:	100 - 240 V
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	410 x 280 x 210 mm
---------------------------------	--------------------