

KERN OBS111

Das Schulmikroskop für die ersten Schritte in der Mikroskopie und den Biologieunterricht



Bauform

Abmessungen (BxTxH):	130 x 300 x 310 mm
Optisches System:	Finite
Tubus:	Monocular
Tubus Neigungswinkel:	45°
Tubus-Rotation 360°:	ja

Piktogramme

STANDARD



Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 - 240 V
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	390 x 250 x 190 mm
Bruttogewicht:	3 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,138 kg
Versandart:	Paketdienst