

# KERN OPO185

Das flexible und leistungsstarke Polarisationsmikroskop für alle professionellen Anwendungen mit Auf- und Durchlicht

# KERN®



## Piktogramme

### OPTION



## Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 - 240 V
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

## Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	520 x 470 x 430 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	16 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	12,500 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen (BxTxH):	500 x 200 x 500 mm
Augenabstand (max):	75
Augenabstand (min):	50
Optisches System:	Infinity
Tubus:	Trinocular
Tubus Neigungswinkel:	30°