

KERN OZC583

Das Koaxiale mit Parallel-Optik für ausgezeichneten Kontrast und Tiefenschärfe

KERN®



Piktogramme

STANDARD



OPTION



Energieversorgung

Eingangsspannung:	110 - 220 V
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	408 x 424 x 359 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	12,600 kg
----------------	-----------

Lieferzeit:	24 h
-------------	------

Nettogewicht:	11,330 kg
---------------	-----------

Versandart:	Paketdienst
-------------	-------------

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	305 x 180 x 405 mm
----------------------	--------------------

Augenabstand (max):	76
---------------------	----

Augenabstand (min):	52
---------------------	----

Optisches System:	Parallel
-------------------	----------

Tubus:	Trinocular
--------	------------

Tubus Neigungswinkel:	45°
-----------------------	-----

Tubus-Rotation 360°:	ja
----------------------	----