

KERN OZL 445

Das günstige und flexible Stereo-Zoom-Mikroskop für Labore, Prüfstellen und Qualitätskontrollen



Piktogramme

STANDARD



3 YEARS
WARRANTY

Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 - 240 V
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	475 x 370 x 300 mm
Bruttogewicht:	5,500 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	4,310 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	230 x 235 x 360 mm
Augenabstand (max):	75
Augenabstand (min):	55
Optisches System:	Greenough
Tubus:	Binocular
Tubus Neigungswinkel:	45°
Tubus-Rotation 360°:	ja