

KERN OZL465



Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore




Bauform

Abmessungen (BxTxH):	300 x 240 x 420 mm
Augenabstand (max):	75
Augenabstand (min):	55
Optisches System:	Greenough
Tubus:	Binocular
Tubus Neigungswinkel:	45°
Tubus-Rotation 360°:	ja

Piktogramme

STANDARD



Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 - 240 V
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	445 x 410 x 300 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	6 kg
----------------	------

Lieferzeit:	24 h
-------------	------

Nettogewicht:	4,585 kg
---------------	----------

Versandart:	Paketdienst
-------------	-------------