

# KERN OZL466T241

Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore



## Bauform

Augenabstand (max):	75
Augenabstand (min):	55
Optisches System:	Greenough
Tubus:	Trinocular
Tubus Neigungswinkel:	45°
Tubus-Rotation 360°:	ja

## Funktionen

Unterstütztes Betriebssystem:	Android
-------------------------------	---------

## Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 - 240 V
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

## Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	590 x 440 x 390 mm
Bruttogewicht:	7,050 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	5,075 kg
Versandart:	Paketdienst