

KERN OZL468



Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore



Bauform

Abmessungen (BxTxH):	300 x 240 x 420 mm
Augenabstand (max):	75
Augenabstand (min):	55
Optisches System:	Greenough
Tubus:	Trinocular
Tubus Neigungswinkel:	45°
Tubus-Rotation 360°:	ja

Piktogramme

STANDARD



3 YEARS
WARRANTY

Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 - 240 V
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	510 x 355 x 290 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	5,500 kg
----------------	----------

Lieferzeit:	24 h
-------------	------

Nettogewicht:	4,585 kg
---------------	----------

Versandart:	Paketdienst
-------------	-------------