

# KERN OZM544C832



Erstklassige Optik sowie starke Beleuchtung kombiniert mit hoher Flexibilität und digitalen Werkzeugen



## Bauform

Auflösung:	5,100 MP
Augenabstand (max):	76
Augenabstand (min):	52
Optisches System:	Greenough
Sensor:	CMOS
Sensorgröße:	1/2.5"
Tubus:	Trinocular
Tubus Neigungswinkel:	45°
Tubus-Rotation 360°:	ja

## Funktionen

Unterstütztes Betriebssystem:	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10
-------------------------------	-------------------------------------

## Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 - 240 V
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

## Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	590 x 440 x 390 mm
Bruttogewicht:	7,500 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	5,532 kg
Versandart:	Paketdienst