

# KERN OZM912



Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit ausfahrbarem Teleskoparm und 4,5 W LED-Ringbeleuchtung für optimale Flexibilität



## Energieversorgung

Eingangsspannung: 100 - 240 V

## Kategorie

Marke: Optics

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 700 x 520 x 350 mm

Bruttogewicht: 26,600 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 25 kg

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Augenabstand (max): 76

Augenabstand (min): 52

Optisches System: Greenough

Tubus: Binocular

Tubus Neigungswinkel: 45°

Tubus-Rotation 360°: ja