

KERN OZM932



Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit kugelgelagertem Doppelarm und 4,5 W LED-Ringbeleuchtung für Sicherheit und Flexibilität



Energieversorgung

Eingangsspannung: 100 - 240 V

Kategorie

Marke: Optics

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 700 x 520 x 350 mm

Bruttogewicht: 30,600 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 28 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Augenabstand (max): 76

Augenabstand (min): 52

Optisches System: Greenough

Tubus: Binocular

Tubus Neigungswinkel: 45°

Tubus-Rotation 360°: ja