

KERN OZM953



Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit individuell einstellbarem Gelenkarm und 4,5 W LED-Ringbeleuchtung für die individuelle Einstellung



Energieversorgung

Eingangsspannung: 100 - 240 V

Kategorie

Marke: Optics

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 700 x 520 x 350 mm

Bruttogewicht: 12,600 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 11 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Augenabstand (max): 76

Augenabstand (min): 52

Optisches System: Greenough

Tubus: Trinocular

Tubus Neigungswinkel: 45°

Tubus-Rotation 360°: ja