

KERN OZM982

Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit Gasfeder-Gelenkarm und 4,5W LED-Ringbeleuchtung für eine einfache Höheneinstellung



Energieversorgung

Eingangsspannung: 100 - 240 V

Kategorie

Marke: Optics

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 700 x 520 x 350 mm

Bruttogewicht: 10 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 6 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Augenabstand (max): 76

Augenabstand (min): 52

Optisches System: Greenough

Tubus: Binocular

Tubus Neigungswinkel: 45°

Tubus-Rotation 360°: ja