

KERN OZO553

Das Hochwertige für flexible und professionelle Anwender

KERN®



Piktogramme

STANDARD



3 YEARS
WARRANTY

OPTION



Kategorie

Marke: Optics

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 385 x 370 x 330 mm

Bruttogewicht: 4,800 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 3,485 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH): 330 x 285 x 440 mm

Augenabstand (max): 76

Augenabstand (min): 52

Optisches System: Greenough

Tubus: Trinocular

Tubus Neigungswinkel: 35°

Tubus-Rotation 360°: ja