

# KERN OZR564

Professionelles Stereo-Zoom-Mikroskop mit Parallel-Optik für ausgezeichnete Bilder, Tiefenschärfe, Kontrast und ermüdungsfreies Arbeiten



## Bauform

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessungen (BxTxH):  | 305 x 300 x 540 mm |
| Augenabstand (max):   | 76                 |
| Augenabstand (min):   | 52                 |
| Optisches System:     | Parallel           |
| Tubus:                | Trinocular         |
| Tubus Neigungswinkel: | 45°                |
| Tubus-Rotation 360°:  | ja                 |

## Piktogramme

### STANDARD



**3 YEARS**  
WARRANTY

### OPTION



## Energieversorgung

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Eingangsspannung:                 | 110 - 220 V |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO        |

## Kategorie

|        |        |
|--------|--------|
| Marke: | Optics |
|--------|--------|

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 400 x 370 x 340 mm |
|---------------------------------|--------------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 7 kg        |
| Lieferzeit:    | 24 h        |
| Nettogewicht:  | 5,734 kg    |
| Versandart:    | Paketdienst |