

KERN OZS574



Hochwertige Parallel-Optik für beste Bilder, Tiefenschärfe und Kontrast - mit extra großem Zoombereich



Bauform

Abmessungen (BxTxH):	305 x 300 x 540 mm
Augenabstand (max):	76
Augenabstand (min):	52
Optisches System:	Parallel
Tubus:	Trinocular
Tubus Neigungswinkel:	45°
Tubus-Rotation 360°:	ja

Piktogramme

STANDARD



3 YEARS
WARRANTY

OPTION



Energieversorgung

Eingangsspannung:	110 - 220 V
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	400 x 370 x 340 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	7 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	5,734 kg
Versandart:	Paketdienst