

# KERN PCB6000-1

Der Standard im Labor



## Messsystem

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]:                     | 100 mg                                           |
| Anwärmzeit:                           | 2 h                                              |
| Auflösung:                            | 60000                                            |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max:   | 300 mg                                           |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen | 3 s                                              |
| Empfohlenes Justiergewicht:           | 5 kg (F2)                                        |
| Justiermöglichkeiten:                 | Justierung mit externem Gewicht                  |
| Linearität:                           | 300 mg                                           |
| Reproduzierbarkeit:                   | 100 mg                                           |
| Wägebereich [Max]:                    | 6 kg                                             |
| Wägeeinheiten:                        | ozt tl (HK) tol g mo lb dwt ffa<br>oz tl (Tw) kg |
| Wägesystem:                           | Dehnungsmessstreifen                             |

## Anzeige

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 2,100 cm |
|-----------------------------|----------|

## Zählen

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):  | 200 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 2 g    |
| Zählaufösung:                                    | 30000  |

## Funktionen

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
|------------------------------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Prozentbestimmung: | ja |
| Zählfunktion:      | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %  |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C  |

## Energieversorgung

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Akku:                                     | Rchrg. battery optional  |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 24 h                     |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 48 h                     |
| Akkuladezeit:                             | 8 h                      |
| Batterie:                                 | 9 V Block                |
| Batterie-Betriebsdauer:                   | 20 h                     |
| Eingangsspannung:                         | 100-240V AC 50/60Hz 0.5A |
| Netzteil-Art:                             | Netzadapter extern       |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang:         | EURO CH UK US            |

## Dienstleistungen (optional)

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkS-Kalibrierschein:        | 963-128 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

## Kategorie

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Kategorie:     | Waagen          |
| Marke:         | KERN            |
| Produktgruppe: | Präzisionswaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 230 x 360 x 175 mm |
| Bruttogewicht:                  | 2,150 kg           |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 1,650 kg           |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Bauform

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 245 x 167 x 82 mm |
| Gehäusematerial:             | Kunststoff        |
| Libelle:                     | ja                |
| Material der Wägeplatte:     | Edelstahl         |
| Wägefläche (BxT):            | 150 x 170 mm      |

# KERN PCB6000-1

Der Standard im Labor



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

