

KERN PES4200-2M

Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage für schweres Wägegut, mit Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 10 mg

Anwärmzeit: 4 h

Auflösung: 420000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max: 30 mg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 3 s

Empfohlenes Justiergewicht: 2 kg (E2); 2 kg (E2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 20 mg

Mindestgewicht (USP): 20 g

Reproduzierbarkeit: 10 mg

Wägebereich [Max]: 4,200 kg

Wägeeinheiten: g ct kg

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 1,300 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: II

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen 10 mg (Labor):

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen 100 mg (Normal):

Zählauföslung: 420000

Funktionen

Kapazitätsanzeige: ja

Prozentbestimmung: ja

Stand-by-Funktion: ja

Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 30 °C

Umgebungstemperatur (min.): 10 °C

Energieversorgung

Akku: Rchrg. battery optional

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 6 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 32 h

Akkuladezeit: 15 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO CH

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein: 963-127

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 330 x 445 x 215 mm

Bruttogewicht: 6 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 4 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 220 x 333 x 93 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (BxT): 200 x 200 mm

Wägeraum (BxTxH): 220 x 333 x 93 mm

KERN PES4200-2M



Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage für schweres Wägegut, mit Eichzulassung
[M]

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

