

# KERN PLJ6200-2AM

Hochwertige Präzisionswaage mit komfortablem Grafikdisplay und enormem Wägebereich



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 10 mg

Anwärmzeit: 4 h

Auflösung: 620000

Außermittige Belastung bei 1/3  
Max: 50 mg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 3 s

Justiermöglichkeiten: Justierung mit internem  
Gewicht (automatisch)

Linearität: 30 mg

Mindestgewicht (USP): 20 g

Reproduzierbarkeit: 10 mg

Tarierbereich: 6,200 kg

Wägebereich [Max]: 6,200 kg

Wägeeinheiten: lb tl (Tw) gn tl (Singap.  
Malays) g ct oz t mo oz tl  
(HK) dwt mg

Wägesystem: Kraftkompensation

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 1,500 cm

Display Ziffernhöhe (klein): 4 mm

## Eichtechnische Daten

Eichklasse: II

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 100 mg

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 500 mg

Periodische Nacheichung für  
Italien: 969-112

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen  
(Labor): 10 mg

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen  
(Normal): 100 mg

Referenzgewicht: ja

Zählaufösung: 620000

## Funktionen

Dichtebestimmungsfunktion: ja

Erschütterungsfreies Wägen  
(Tierwägeprogramm): ja

Kapazitätsanzeige: ja

Prozentbestimmung: ja

Stand-by-Funktion: ja

Summenspeicherfunktion: ja

Uhrzeit-Anzeige: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 15 °C

## Energieversorgung

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO AUS US CH UK

## Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierschein: 963-104

Eichung: 965-217

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 520 x 360 x 415 mm

Bruttogewicht: 7,200 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 5,100 kg

Versandart: Paketdienst

# KERN PLJ6200-2AM



Hochwertige Präzisionswaage mit komfortablem Grafikdisplay und enormem Wägebereich

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 210 x 340 x 100 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 210 x 345 x 120 mm


Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (d): 160

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

