

KERN TVO500N300

Premium-Prüfstand für Laboranwendungen



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 600 x 500 x 280 mm

Bruttogewicht: 38 kg

Lieferzeit: 48 h

Nettogewicht: 25 kg

Versandart: Spedition

Bauform

Abmessungen (BxTxH): 570 x 428 x 236 mm

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 570 x 428 x 236 mm

Gehäusematerial: Metall lackiert

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 570 x 428 x 236 mm

Geschwindigkeitsgenauigkeit (von [Max]): 2 %

Maximal erzeugte Kraft: 500 N

Maximaler Verfahrensweg: 27 cm

Messrichtung: vertikal

Verfahrensgeschwindigkeit (max.): 300 mm/min

Verfahrensgeschwindigkeit (min.): 15 mm/min

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 1,400 cm

Display Ziffernhöhe (klein): 9 mm

Funktionen

Elektrische Endschalter: ja

Wiederholfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): 10 °C

Energieversorgung

Eingangsspannung: 230 V AC 50 Hz

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

Kategorie

Kategorie: Prüfstände

Marke: Sauter

Produktgruppe: Elektronischer Prüfstand